

«Бекітемін»
Маңғыстау облысының денсаулық сақтау басқармасының
«Тұпқараған аудандық орталық
ауруханасы» ШЖҚ МКК директоры
Жалғасбаев Н.О.

«Утверждаю»
Директор ГКП на ПХВ "Тұпқарағанская
центральная районная больница"
Управления здравоохранения
Жалғасбаев Н.О.

Сатып алынатын тауарлардың тізімі мен ерекшелігі
Перечень и техническая спецификация закупаемых товаров

№ п/п	Наименование	Краткая характеристика	Өлше м бірлік Ед. изм.	Саны Кол- во	цена	Сума,сумма (без НДС), тенге	График поставки			
							1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА для анализатора ВА200, 8х60мл+8х15мл	АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглутарат/L-аланин, кинетика; жидкий биореагент. Состав: Реагент А. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, рН 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглутарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9,5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л. Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1.2 %. Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 °С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализаторов ВА200/ВА400.	упак 8	66 570	532 560,00	2	2	2	2	